

รายละเอียดการทำงานและบำรุงรักษา
เครื่องเลสิกพร้อมเครื่องวัดสายตา

รุ่น MEL 80 ยี่ห้อ ZEISS

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้เครื่องแก้ไขภาวะสายตาด้วยเลเซอร์ รุ่น MEL 80 ยี่ห้อ ZEISS ใช้งานได้ตามปกติ ตลอดเวลาตามมาตรฐานที่โรงงานผู้ผลิตกำหนด

2. รายละเอียดการทำงานและบำรุงรักษา

- 2.1. เปลี่ยนถังแก๊ส (ArF Gas) จำนวน 2 ถัง / ปี
- 2.2. เปลี่ยนอุปกรณ์กรองแก๊สที่หมดสภาพ (Active Carbon Filter) โดยไม่จำกัดจำนวน ทั้งนี้ในการจัดส่งจะทำเมื่อหมดหรือสมควรเปลี่ยน
- 2.3. เปลี่ยนแหวนป้องกันแก๊สรั่ว (Gasket จำนวน 2 ชิ้น/ ปี)
- 2.4. ตรวจสอบสภาพทั่วไปของเครื่อง (Visual Inspection)
- 2.5. ตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอกเครื่อง (Visual inspection - external connectors)
- 2.6. ตรวจสอบอุปกรณ์ภายในเครื่อง (Visual inspection internal cabling, basic unit)
- 2.7. ตรวจสอบชุดควบคุมการไหลเวียนของอากาศบริเวณตาคนไข้ (Visual inspection CCA+ swivel arm)
- 2.8. ตรวจสอบชุดควบคุมการปล่อยพลังงานเลเซอร์ (Visual inspection shutter)
- 2.9. ตรวจสอบชุดกระจกและเลนส์ทั้งหมด (Visual inspection optics)
- 2.10. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า (Inspection Electrical Connection)
- 2.11. ตรวจสอบระบบควบคุมทั้งหมด (Inspection Function of the base device)
- 2.12. ตรวจสอบระบบควบคุมพลังงานเลเซอร์ทั้งหมด (Inspection Function laser head / transmission / energy control)
- 2.13. ตรวจสอบระบบควบคุมการกำหนดตำแหน่งของเลเซอร์ทั้งหมด (Inspection Function scanner)
- 2.14. ตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์หลัก (Inspection Function OPASS PC)
- 2.15. ตรวจสอบระบบติดตามตำแหน่งตาของคนไข้ (Inspection Function eye tracker)
- 2.16. ตรวจสอบระบบความปลอดภัยจากไฟฟ้า (Inspection Function eye tracker)

3. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกซื้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา


สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง มงกฏ ไร่ทิ
(นุสรา ชูรักษา)

พยาบาล (สบ ๓) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร

พ.ต.อ.หญิง ประธานกรรมการ พ.ต.ท.หญิง กรรมการ
(สุชยา ก่อวนิช) (เพ็ญรุ่ง รัตนา)

พ.ต.ต.หญิง กรรมการ
(อธิศวีรินทร์ เกตุกลิ่นหอม)



พ.ต.อ.หญิง *sw* ประธานกรรมการ พ.ต.ท.หญิง *mf* *sw* กรรมการ
(สุชยา ก่อวนิช) (เพ็ญรุ่ง รัตนา)

พ.ต.ต.หญิง *sw* กรรมการ
(อธิศวีรินทร์ เกตุกลิ่นหอม)